

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Anti-A-Catenina Per Wb - P35221

Numero articolo: CM0002574



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l' α -catenina umana (Alpha E-catenina, CTNNA1). Convalidato KO per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e le giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] α -catenina Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1495
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell' α -catenina umana (P35221)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35221
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio