

Anticorpo Policlonale Convalidato Ko Anti-Abcf2 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Ug63

Numero articolo: CM0017938

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio anti-ABCF2 convalidato KO per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sui trasportatori ABC e lo sviluppo di test diagnostici, prodotto da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] ABCF2 Rabbit pAb
Note / Alias	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; F2
Specie	Uomo
ID gene	10061 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di ABCF2 umano (NP_005683.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UG63
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio