


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aif Per Wb, If, Ihc, Elisa - O95831

Numero articolo: CM0026153



introduzione

Affidabile anticorpo policlonale coniglio anti-AIF convalidato KO per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva AIF umano, murino, ratto. Ideale per ricerche sull'apoptosi e sui mitocondri. Peso molecolare target 67kDa. Swiss-Prot: O95831.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] AIF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMS; PDCD8; COXPD6; SEMDHL; IF
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 334-613 dell'AIF umano (NP_004199.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95831
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio