

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ak2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P54819

Numero articolo: CM0002691



introduzione

[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia l'adenilato chinasi 2 (AK2) umana. Adatto per Western blot, immunofluorescenza/ICC e ELISA. Riconosce AK2 di origine umana, murina e di ratto. AK2 è essenziale per l'omeostasi energetica cellulare e l'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] AK2 Rabbit mAb
Note/Alias	ADK2; K2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	204
GeneID	204
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100 e 200 della AK2 umana (P54819).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P54819
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio