

[Ko Validato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alfa Catenina - P35221

Numero articolo: CM0029706



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro l'alfa-catenina umana (CTNNA1) per WB, IHC-P, IP, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto; ideale per la ricerca sull'adesione e sulle giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] pAb di Coniglio anti α -Catenina
Note/Alias	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1495
GeneID	1495
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 637-906 dell' α -Catenina umana (NP_001894.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35221
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio