

Anticorpo Monoclonale Anti-Alfa-Sinucleina Convalidato Ko Per Wb, Ihc, If, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0011842



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro l'alfa-sinucleina umana, convalidato per Western blot, IHC, IF e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul morbo di Parkinson e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] mAb anti-alfa-sinucleina di topo
Annotazioni/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Specie	Umana
ID gene	6622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-140 dell'alfa-sinucleina umana (NP_000336.1)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P37840
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio