


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ampk α 2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Numero articolo: CM0028623



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio (pAb) Anti-AMPK α 2 convalidato KO per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Rileva la subunità catalitica alfa-2 di AMPK da 62 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] AMPK α 2 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; α 2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5563
GeneID	5563
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P54646
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio