

Anticorpo Policlonale Anti-Ankrd52 Convalidato Ko Per Wb, Elisa - Q8Nb46

Numero articolo: CM0021164

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO che mira ad ANKRD52, una subunità regolatoria della proteina fosfatasi 6. Adatto per WB ed ELISA, e reagisce in modo crociato con ANKRD52 umano, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] ANKRD52 Rabbit pAb
Note/Alias	ANKRD33; 52
Specie	Umano
GenelD	283373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-660 di ANKRD52 umano (NP_775866.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NB46
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio