


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arhgef1 - Q92888

Numero articolo: CM0026215



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO che targeting ARHGEF1 umano, un fattore di scambio di nucleotidi guaninici Rho. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina endogena. Cross-reagisce con umano e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] ARHGEF1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LSC; GEF1; IMD62; LBCL2; SUB1.5; P115-RHOGEF; F1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9138
GeneID	9138
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 783-912 di ARHGEF1 umano (NP_004697.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q92888
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio