


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atg4A Per Wb, Elisa - Q8Wyn0

Numero articolo: CM0024292



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega ad ATG4A, una proteasi cisteinica essenziale per l'autofagia. Convalidato tramite knockout, adatto per applicazioni Western blot ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Mira alla regione C-terminale (aa 289-398).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] ATG4A pAb coniglio
Note/Alias	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; 4A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	115201
GeneID	115201
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 289-398 dell'ATG4A umano (NP_443168.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8WYN0
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio