

## Anticorpo Policlonale Convalidato Ko Anti-Atg4D Da Coniglio Per Wb E Elisa - Q86TL0

Numero articolo: CM0020228

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ATG4D convalidato KO. Rileva una banda di 53 kDa in WB; adatto anche per ELISA. Riconosce ATG4D umano, di topo e ratto. Uso nella ricerca sull'autofagia e studi sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | [Convalidato KO] ATG4D Rabbit pAb                                                                                            |
| Note / Alias          | APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; 4D                                                                                            |
| Specie                | Uomo                                                                                                                         |
| ID gene               | 84971                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di ATG4D umano (NP_116274.3). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS                 | Q86TL0                                                                                                                       |
| Peso proteico         | 53kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                            |