

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Atg5 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Numero articolo: CM0014691



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ATG5 umano (Q9H1Y0), convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia, l'apoptosi e l'infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] ATG5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9474
ID Gene	9474
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-275 dell'ATG5 umano (NP_004840.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1Y0
Peso Proteico	32 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio