

Anticorpo Policlonale Anti-Bad Convalidato Ko Per Wb Ed Elisa - Q92934

Numero articolo: CM0020486



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bad umano (agonista associato a Bcl2 della morte cellulare), convalidato in WB ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ha come bersaglio il membro pro-apoptotico della famiglia Bcl-2 coinvolto nella morte cellulare mediata dai mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] Bad pAb di coniglio
Note/Alias	BBC2; BCL2L8; ad
Specie	Umano
GenelD (umano)	572
GenelD	572
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 68-168 di Bad umano (NP_004313.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q92934
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante