


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bax Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07812

Numero articolo: CM0002404



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Bax umano, convalidato KO, per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce Bax di uomo, topo e ratto. Utile per la ricerca sull'apoptosi. Immunogeno: peptide sintetico da Bax umano (Q07812).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] Bax Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	BCL2L4; Bax
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	581
GeneID	581
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07812
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio