


Anticorpo Monoclonale Convalidato Ko Anti-Bax Per Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Numero articolo: CM0002312



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro Bax umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reagente chiave per la ricerca sull'apoptosi, che bersaglia la proteina Bax della membrana esterna mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Bax Rabbit mAb
Note/Alias	BCL2L4; ax
Specie	Umana
ID gene	581
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 10-70 di Bax umano (NP_620116.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q07812
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio