

Anticorpo Policlonale Anti-Brg1/Smarca4 Convalidato Ko Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51532

Numero articolo: CM0020613



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro BRG1/SMARCA4, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e la trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] BRG1/SMARCA4 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6597
ID Gene	6597
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 680-770 di BRG1/SMARCA4 umano (NP_003063.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51532
Peso Proteico	185kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio