

[Validato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Calnexina Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27824

Numero articolo: CM0012533

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO diretto contro la Calnexina umana (P27824), una chaperone del RE coinvolta nel ripiegamento delle glicoproteine e nel controllo di qualità. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Calnexina [validato KO]
Note/Alias	CNX; P90; IP90
Specie	Umana
GeneID (umana)	821
GeneID	821
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Calnexina umana (NP_001737.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P27824
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante