


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Anidrasi Carbonica 2 (Ca2) Convalidato Ko Per Wb, Elisa - P00918

Numero articolo: CM0023101



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO mirato all'anidrasi carbonica 2 (CA2) umana. Adatto per applicazioni di western blot (WB) ed ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Per uso nella ricerca sulla regolazione del pH, biologia ossea e studi sul trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | [Convalidato KO] Anidrasi Carbonica 2 (CA2) pAb Coniglio                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282                                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                                               |
| Gene ID (Umano)     | 760                                                                                                                                                 |
| Gene ID             | 760                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'anidrasi carbonica 2 (CA2) umana (NP_000058.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reattività Crociata | Umano, Topo                                                                                                                                         |
| SWISS               | P00918                                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 29kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                  |