


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Caspase-8 Per Wb, Elisa - Q14790

Numero articolo: CM0003845



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio convalidato KO che si targeting alla Caspase-8 umana (Q14790). Adatto per applicazioni Western blot e ELISA, rileva specificamente la proteasi iniziatrix di apoptosi, necroptosi e piroptosi di ~55 kDa, supportando la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Caspase-8 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	841
Gene ID	841
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 della Caspase-8 umana (Q14790).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q14790
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio