


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Caspasi-9 Convalidato Ko Per Wb, If/Icc, Elisa - P55211

Numero articolo: CM0003394



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Caspasi-9 convalidato KO per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Rileva proteina di 46kDa; bersaglia la proteasi apoptotica Mch-6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Caspasi-9
Note/Alias	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspasi-9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	842
GeneID	842
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 139-416 della Caspasi-9 (NP_001220.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55211
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca refrigerante