

[Ko Validato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd133 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43490

Numero articolo: CM0015973

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato contro CD133 umano (Prominina-1). Adatto per applicazioni WB, IF/ICC, IP ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] CD133 Rabbit pAb
Note/Alias	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROML1; MSTP061; 33
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8842
GenelD	8842
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43490
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio