

Anticorpo Policlonale Anti-Cd147/Bsg Validato Ko Per Wb, Elisa - P35613

Numero articolo: CM0019524



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro CD147/BSG umana (Basigin, EMMPRIN). Adatto per WB ed ELISA, mirato a una glicoproteina transmembrana coinvolta nell'invasione tumorale, nell'angiogenesi e nell'infezione microbica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] CD147/BSG Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; SG
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	682
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-200 della CD147/BSG umana (NP_940991.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P35613
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio