

## [Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd47 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q61735

Numero articolo: CM0005906

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio convalidato KO mirato al CD47 (IAP) murino, ideale per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce l'antigene di superficie dei leucociti coinvolto nella regolazione immunitaria e nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | [Convalidato KO] CD47 mAb coniglio                                                                                             |
| Osservazioni/Alias  | IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik                                                                                        |
| Specie              | Topo                                                                                                                           |
| ID Gene (Umano)     | 961                                                                                                                            |
| ID Gene             | 16423                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-140 del CD47 murino (NP_034711.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                           |
| SWISS               | Q61735                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 33 kDa/35 kDa                                                                                                                  |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |