


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cdk2 Convalidato Ko Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Numero articolo: CM0018640



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit convalidato KO contro CDK2 umano, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] CDK2 Rabbit pAb
Note/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1017
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-298 di CDK2 umano (NP_001789.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24941
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio