

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk4 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P11802

Numero articolo: CM0002256



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO mirato alla CDK4 umana (P11802), adatto per WB, IP, IHC-P, ELISA. Reattività crociata con uomo, topo, ratto, scimmia. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] mAb di coniglio anti-CDK4
Note/Alias	CMM3; PSK-J3; K4
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1019
GeneID	1019
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P11802
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio