


[Convalidazione Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Cdk8 Per Wb, Ip, Elisa - P49336

Numero articolo: CM0024776



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo policlonale rabbit CDK8 [Convalidazione KO] (P49336) convalidato per WB, IP, ELISA. Affidabile per ricerche sulla regolazione trascrizionale in campioni umani, di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidazione KO] CDK8 Rabbit pAb
Note/Alias	K35, IDDHBA, K8
Specie	Uomo
ID genico	1024
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 365-464 della CDK8 umana (NP_001251.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49336
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio