

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cdkn1A/P21 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Numero articolo: CM0003039



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio convalidato KO mirato al CDKN1A/p21 umano (P38936). Adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, danni al DNA e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] CDKN1A/p21 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; 21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1026
GeneID	1026
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-164 del CDKN1A/p21CIP1 umano (NP_000380.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P38936
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio