

[Ko Validated] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Polymab® Anti-Cdkn1A/P21 Per Wb, If/Icc, Elisa - P38936 / P39689

Numero articolo: CM0006049



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio mirato a CDKN1A/p21, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo, 18 kDa. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] CDKN1A/p21 PolymAb® di coniglio
Osservazioni/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Specie	Umano/Topo
Gene ID (Umano)	1026
Gene ID	1026/12575
Immunogeno	Proteina ricombinante di CDKN1A/p21 umano/topo
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P38936/P39689
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio