


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Numero articolo: CM0002905



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio knockout (KO) convalidato che bersaglia CDKN1B/p27KIP1, adatto per Western blot, IHC-P e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] CDKN1B/p27KIP1 Rabbit mAb
Note/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1027
GeneID	1027
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 99-198 della proteina umana CDKN1B/p27KIP1 (P46527).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P46527
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio