


[KO Validato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Per Wb, If/Icc, Elisa - P42771 / Q8N726

Numero articolo: CM0016859



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO che mira a CDKN2A/p16INK4a, un soppressore tumorale che inibisce CDK4/6. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani. Materia prima IVD per uso di ricerca. SWISS: P42771 / Q8N726.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[KO Validato] Anticorpo Policlonale di Coniglio CDKN2A/p16INK4a
Note/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; 4a
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1029
GeneID	1029
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-156 di CDKN2A/p16INK4a umano (NP_000068.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42771/Q8N726
Peso Proteico	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio