

[Convalidato Ko] Policlonale Anti-Chchd2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H1

Numero articolo: CM0019690



introduzione

[Convalidato KO] Anticorpo policlonale di coniglio contro CHCHD2, un fattore di trascrizione mitocondriale implicato nel morbo di Parkinson. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] CHCHD2 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	MNRR1; NS2TP; MIX17B; PARK22; C7orf17; D2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51142
GeneID	51142
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-145 di CHCHD2 umano (NP_057223.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6H1
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio