


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Ko Convalidato Anti-Ciap1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13490

Numero articolo: CM0003452



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO che bersaglia cIAP1 umano (Q13490), adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Ideale per la ricerca su apoptosi, segnalazione NF-kB e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] cIAP1 Rabbit mAb
Note / Alias	API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1; P1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	329
GeneID	329
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di cIAP1 umano (Q13490).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q13490
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio