


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cirbp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14011

Numero articolo: CM0027336



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro la proteina legante l'RNA indotta dal freddo (CIRBP). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ricerca sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] CIRBP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CIRP; BP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1153
GeneID	1153
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 della CIRBP umana (NP_001271.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14011
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio