


[Ko Validated] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csde1 Per Wb, Elisa - O75534

Numero articolo: CM0022933



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CSDE1 umano (UniProt O75534), validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per lo studio della proteina legante l'RNA CSDE1, coinvolta nel turnover dell'mRNA e nella formazione dei granuli dello stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] pAb di coniglio anti-CSDE1
Note/Alias	UNR; D1S155E; E1
Specie	Umana
GeneID (umana)	7812
GeneID	7812
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 369-600 di CSDE1 umano (NP_009089.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O75534
Peso della proteina	89 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante