


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csde1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75534

Numero articolo: CM0030220



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro CSDE1 (UNR), adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva CSDE1 umano e murino. Ideale per ricerche sulla regolazione della traduzione e sui granuli di stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] CSDE1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	UNR; D1S155E; E1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7812
GeneID	7812
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 369-600 di CSDE1 umano (NP_009089.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O75534
Peso proteico	89 kDa
Spedizione	Ghiaccio