


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ciclina B1 Convalidato Ko Per Wb Ed Elisa - P14635

Numero articolo: CM0003953



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Ciclina B1 convalidato KO per applicazioni WB ed ELISA, reagente con l'umano. Bersaglia un regolatore chiave del ciclo cellulare essenziale per la transizione G2/M e l'attivazione di CDK1. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Ciclina B1 [Convalidato KO]
Note/Alias	CCNB; B1
Specie	Umano
GeneID (umano)	891
GeneID	891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 3-177 della Ciclina B1 umana (P14635)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P14635
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca refrigerante