


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ciclina D1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P24385

Numero articolo: CM0003775



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO, specifico per la Ciclina D1 (BCL1/PRAD1). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla transizione del ciclo cellulare G1/S e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Ciclina D1
Note/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; D1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	595
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 196-295 della Ciclina D1 umana (P24385).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24385
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio