

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Citocheratina 20 (Krt20) Per Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Numero articolo: CM0024403

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla citocheratina umana 20 (CK20/KRT20), convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla differenziazione dell'epitelio intestinale, l'organizzazione dei filamenti di cheratina e la secrezione di mucina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] Citocheratina 20 (KRT20) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; 0)
Specie	Umano
GeneID (umano)	54474
GeneID	54474
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35900
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio