


[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Citokeratina 8 Per Wb - P05787

Numero articolo: CM0019049



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO che riconosce la Citokeratina 8 (KRT8). Per applicazioni Western blot, reagisce in modo crociato con campioni umani e di topo. Ideale per lo studio dei filamenti intermedi epiteliali, delle reti di cheratina e delle patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] Citokeratina 8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; 8
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3856
Gene ID	3856
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 380-480 della Citokeratina 8 umana (NP_002264.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P05787
Peso proteico	54 kDa/56 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio