

Anticorpo Policlonale Anti-Ddit4 Convalidato Ko Per Wb, Elisa - Q9Nx09

Numero articolo: CM0029641



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DDIT4 umano (REDD1), convalidato KO per WB ed ELISA. Ideale per studiare la segnalazione mTOR, le risposte cellulari allo stress e l'apoptosi nella ricerca sul cancro e in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo pAb Anti-DDIT4 di Coniglio
Note/Alias	Dig2; REDD1; REDD-1; T4
Specie	Umano
GeneID	54541
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-232 di DDIT4 umano (NP_061931.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NX09
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio