


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-DJ-1/Park7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99497

Numero articolo: CM0013146



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-DJ-1/PARK7, convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con DJ-1/PARK7 umano e murino, un sensore multifunzionale dello stress ossidativo e una deglicasi. Ideale per la ricerca sulla protezione cellulare e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] DJ-1/PARK7 Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; K7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11315
GeneID	11315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-189 di DJ-1/PARK7 umano (NP_009193.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q99497
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio