

Anticorpo Policlonale Anti-Dnajb1 Validato Ko Per Wb, If/Icc, Elisa - P25685

Numero articolo: CM0025336



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato KO contro DNAJB1 (Hdj1/HSP40). Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulle chaperone e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] DNAJB1 Rabbit pAb
Note/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B; B1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3337
Gene ID	3337
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-340 di DNAJB1 umano (NP_006136.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25685
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio