

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Ebp1/Pa2G4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Numero articolo: CM0016395



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting EBP1/PA2G4, convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla proliferazione cellulare, differenziazione e vie di segnalazione ERBB3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] EBP1/PA2G4 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; G4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5036
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-394 dell'EBP1/PA2G4 umano (NP_006182.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQ80
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio