

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ece1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42892

Numero articolo: CM0025546



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO contro ECE1 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con ECE1 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'endotelina-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] ECE1 pAb Coniglio
Note/Alias	ECE; E1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1889
GeneID	1889
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 670-770 di ECE1 umano (NP_001388.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42892
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio