

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eef1B2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24534

Numero articolo: CM0029143



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO che bersaglia l'EEF1B2 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA in uomo, topo e ratto. EEF1B2 funziona come fattore di allungamento nella biosintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] EEF1B2 Rabbit pAb
Note/Alias	EF1B; EEF1B; EEF1B1; B2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1933
GeneID	1933
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-225 di EEF1B2 umano (NP_001032752.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24534
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio