

Anticorpo Policlonale Ko Convalidato Anti-Ehmt2 Per Wb, Ip, Elisa - Q96Kq7

Numero articolo: CM0014248



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro EHMT2 umano (G9a), una istone H3K9 metiltransferasi. Progettato per Western blot (WB), immunoprecipitazione (IP) e ELISA. Ideale per studi epigenetici e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO convalidato] EHMT2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; T2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10919
ID gene	10919
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 877-1176 di EHMT2 umano (NP_079532.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q96KQ7
Peso proteico	132kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio