

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-ErbB3/Her3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Numero articolo: CM0013264



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO che bersaglia ErbB3/HER3, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. L'immunogene corrisponde alla regione C-terminale (aa 1275-1342). Peso previsto 148 kDa. Ideale per la ricerca sul cancro e sull'epitelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] ErbB3/HER3 Rabbit pAb
Note/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; R3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2065
GeneID	2065
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1275-1342 di ErbB3/HER3 umano (NP_001973.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P21860
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio