


[Ko Convalidato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fam38A/Piezo1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92508

Numero articolo: CM0006655



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato per KO che bersaglia PIEZO1, un canale ionico meccanosensibile coinvolto nella percezione del tatto, nello sviluppo vascolare e nell'adesione cellulare. Adatto per WB, IHC-P e ELISA; rivela campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Convalidato] FAM38A/PIEZO1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9780
ID gene	9780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2199-2429 di PIEZO1 umano (NP_001136336.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92508
Peso proteico	287kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio