


[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fascin/Fscn1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16658

Numero articolo: CM0021166



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro la Fascina umana (FSCN1) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la Fascina umana, di topo e ratto; adatto per la ricerca sul citoscheletro di actina e la motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] Fascin/FSCN1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HSN; SNL; p55; FAN1; N1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6624
ID gene	6624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 394-493 della Fascina/FSCN1 umana (NP_003079.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16658
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio