


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Galectina-3/Lgals3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P17931

Numero articolo: CM0012853



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro la Galectina-3 umana (LGALS3). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Riconosce una proteina di 26kDa. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio Galectina 3/LGALS3
Note/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; S3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3958
ID Gene	3958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della Galectina 3/LGALS3 umana (NP_002297.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17931
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio